

再生療法、インプラント手術のような センシティブな外科手術に

特性

生体適合性

ゴアテックス® スーチャーは、ePTFE製で粘膜内部の組織炎症が少なく生体適合性に優れています。そのため、再生療法やオッセオインテグレーションタイプのインプラント手術のようなセンシティブな手術での使用をお勧めします。

ハンドリング特性

ゴアテックス® スーチャーは、糸の曲がりグセやハネが少なく、なめらかかつしなやかで操作性に優れています。

後締めが可能

ゴアテックス® スーチャーは、男結び (Square Knot) を行った際に、タイトに締まっていなくても、そのまま縫合糸の両端を引っ張れば (後締め操作)、任意の段階まで結びをタイトにすることができます。

プラークの付着が少ない

ゴアテックス® スーチャーは、モノフィラメント縫合糸であるため、マルチフィラメント縫合糸に比べると、プラークが付着しにくい構造をしています。



- ・ 1箱(12本入り)
- ・ 滅菌済み/単回使用
- ・ 表示価格は税別価格です。

規格

品番	糸の太さ・長さ		針の長さ・彎曲・断面	価格
P5K17J	CV-5 (USP 4/0相当) ・ 61 cm	RT-16	16mm ・ 弱彎 ・ 逆三角	¥18,000
P5K23J	CV-5 (USP 4/0相当) ・ 61 cm	RT-18	18mm ・ 弱彎 ・ 逆三角	¥19,500
P4K13J	CV-4 (USP 3/0相当) ・ 61 cm	RT-18	18mm ・ 弱彎 ・ 逆三角	¥19,500
P6K23J	CV-6 (USP 5/0相当) ・ 61 cm	RT-13	13mm ・ 弱彎 ・ 逆三角	¥22,000
P6K25J	CV-6 (USP 5/0相当) ・ 61 cm	RH-16	16mm ・ 強彎 ・ 逆三角	¥22,000
P7K13J	CV-7 (USP 6/0相当) ・ 61 cm	RT-11	11mm ・ 弱彎 ・ 逆三角	¥22,000

*ゴアテックス® スーチャーのサイズ表示は従来のU.S.P.規格とは異なり、新しい規格“CV”を接頭につけ、最も細いサイズでCV-8、最も太いサイズでCV-0と表示しています。目安として表中にUSP規格の相当太さが表示してあります。

販売名:ゴアテックス® スーチャー
承認番号:16000BZY01123000
一般的名称:ポリテトラフルオロエチレン縫合糸

ゴアテックス®、および記載のデザイン (ロゴ) は、W. L. Gore & Associates の商標です。
©2013 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア株式会社 AS3618-JP1 APRIL 2013



製造元
W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

製造販売元
日本ゴア株式会社
メディカルプロダクツ ディビジョン
〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル
Tel : 03-6746-2560 Fax : 03-6746-2561
gore.co.jp